

PAKIET NR 6

- System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej wykonany z tytanu. Śruby dostępne w średnicach od 5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Blokada o gwincie prostokątnym. Wysokość głowy śruby 14mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta max. 4,0 mm. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora).
- Dostępne pręty tytanowe małowazyjne proste w długościach od 35mm do min. 200mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do min. 150mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do min. 200mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm. Pręty implantowane z nacięcia skórno wykonanego pod śrubę.
- **Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego.**
- Bezpłatne użyczenie **na czas trwania zabiegu kompletnego instrumentarium**, niezbędnego do wykonywania świadczeń medycznych z użyciem oferowanego wyrobu, zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej. **Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterosrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji.**
- **Bank implantów dostarczany do zabiegu w ilości co najmniej:**
 - poz. 1: po 2 szt. każdego rozmiaru;
 - poz. 2: po 2 szt. każdego rozmiaru;
 - poz. 3: po 4 szt. każdego rozmiaru;
 - poz. 4: po 4 szt. każdego rozmiaru.

Lp.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Śruba wieloosiowa			80 szt.					
2	Pręt			40 szt.					
3	Nakrętka			90 szt.					
4	Igła dostępowa			40 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie: