

**Załącznik nr 3 do SIWZ – Parametry podlegające ocenie**Znak postępowania: **DA.ZP.242.55.2017****Parametry podlegające ocenie****Pakiet nr 1, poz. 3, 4, 5, 10:**

Lp.	Opis parametru	Parametr oceniany: „Czułość i swoistość testów”	
		Parametr oferowany	Punktacja
3	Zestaw kasetkowy do oznaczania GDH Clostridium difficile w kale		<b>&gt; 96 % - 5 pkt.</b> <b>&lt; 96% - 0 pkt.</b>
4	Zestaw kasetkowy do oznaczania toksyny A/B Clostridium difficile w kale		<b>&gt; 96 % - 5 pkt.</b> <b>&lt; 96% - 0 pkt.</b>
5	Zestaw kasetkowy do wykrywania antygeny Legionella pneumophila w moczu		<b>&gt; 96 % - 5 pkt.</b> <b>&lt; 96% - 0 pkt.</b>
10	Zestaw kasetkowy do wykrywania osobno antygeny wirusa grypy typu A i B		<b>&gt; 96 % - 5 pkt.</b> <b>&lt; 96% - 0 pkt.</b>

*Pozostałe pozycje w Pakiecie nr 1 nie podlegają ocenie.*

.....  
*/ podpis i pieczętka  
upoważnionego przedstawiciela/*

**Pakiet nr 4**

Lp.	Opis parametru	Parametr oceniany: „Kwalifikacja wyrobu do klasy II a”	
		Parametr oferowany	Punktacja
1	Podłoża transportowe "AMIES" do wymazów z węglem		<b>TAK – 10 pkt.</b> <b>NIE – 0 pkt.</b>
2	Wymazówki sterylne plastikowe bez probówki dł.minimum 150mm		<b>TAK – 10 pkt.</b> <b>NIE – 0 pkt.</b>

.....  
*/ podpis i pieczętka  
upoważnionego przedstawiciela/*

**Pakiet nr 5**

<b>Lp.</b>	<b>Opis parametru</b>	<b>Parametr oceniany: „Czułość i swoistość testów”</b>	
		<b>Parametr oferowany</b>	<b>Punktacja</b>
1	Zestaw kasetkowy do oznaczania Yersinia enterocolitica serotyp O:3 i O:9 w kale		> 96 % - 20 pkt. < 96% - 0 pkt.

.....  
/podpis i pieczętka  
upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet nr 6**

<b>Lp.</b>	<b>Opis parametru</b>	<b>Parametr oceniany: „Czułość i swoistość testów”</b>	
		<b>Parametr oferowany</b>	<b>Punktacja</b>
1	Zestaw kasetkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko HIV-1 / HIV-2 trzeciej generacji		> 96 % - 20 pkt. < 96% - 0 pkt.

.....  
/podpis i pieczętka  
upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet nr 7**

<b>Lp.</b>	<b>Opis parametru</b>	<b>Parametr oceniany: „Czułość i swoistość testów”</b>	
		<b>Parametr oferowany</b>	<b>Punktacja</b>
1	Zestaw kasetkowy do wykrywania antygeny Streptococcus pneumoniae w moczu		> 96 % - 20 pkt. < 96% - 0 pkt.

.....  
/podpis i pieczętka  
upoważnionego przedstawiciela/